

## Information

*always your partner*



## TECO<sup>®</sup> Fast Cryptococcus neoformans Antigen LFA

Pour le diagnostic précoce des infections à Cryptococcus comme la méningite à Cryptococcus, et comme outil de surveillance pendant le traitement.

- Test de flux latéral basé sur la fluorescence conçu pour être lu via un lecteur
- Détermination quantitative de l'antigène Cryptococcus glycuronoxylomannane (GXM) en ng/mL en seulement 20 minutes
- Détecte les sérotypes respectifs A, B, C, D et AD
- Validé cliniquement pour les échantillons de LCS et de sérum
- Aucun traitement d'échantillon requis
- Limite de détection : 0,1 ng/mL, seuil clinique : 0,5 ng/mL

	Sérum (n = 310)	LCS (n = 350)
<b>Sensibilité clinique</b>	97%	100%
<b>Spécificité clinique</b>	98.1%	100%



## TECO® Fast Cryptococcus neoformans Antigen LFA - Procédure



Pipeter 100 µl  
d'échantillon dans le puits  
échantillon



Lire le résultat avec  
l'analyseur après 20 min

TECO® Fast Cryptococcus neoformans Antigen LFA  
Cat. No.: TE1085

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

**TECOmedical AG**

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Germany

**TECOmedical GmbH**

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Austria

**TECOmedical AG**

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)